



INSTRUÇÃO DE USO AGULHAS UNIFIX

NOME COMERCIAL	Agulhas para Dermopigmentação Unifix
MODELO COMERCIAL	<ul style="list-style-type: none">• Agulha Unifix 1 ponta circular• Agulha Unifix 2 pontas linear• Agulha Unifix 3 pontas circular• Agulha Unifix 4 pontas linear• Agulha Unifix 5 pontas Circular• Agulha Unifix Micro 1 ponta circular• Agulha Unifix Micro 2 pontas linear• Agulha Unifix Micro 3 pontas circular• Agulha Unifix Micro 4 pontas linear• Agulha Unifix Micro 5 pontas Circular

*Os modelos não possuem acessórios.

Para diferenciação dos modelos das agulhas em relação ao número de pontas, segue o seguinte padrão de cores:

- 1 ponta - Cor Amarela
- 2 pontas - Cor Lilás
- 3 pontas - Cor Vermelha
- 4 pontas - Cor Laranja
- 5 pontas - Cor Verde

FORMA DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL

As agulhas são embaladas individualmente em blister, composto por PET virgem Transparente e Papel Laqueado K94 (papel grau cirúrgico com aplicação de laca, apropriado para esterilização por Óxido de Etileno), acompanhado de rótulo.

INDICAÇÃO DE USO

Agulhas para a execução do procedimento de maquiagem definitiva (dermopigmentação), com o aparelho dermógrafo.

MODO DE USO

Retirar a agulha da embalagem e conectá-la ao Dermógrafo pelo sistema de baioneta (encaixe).

Produto de uso único, proibido reutilizar.

Após o uso descartar em descartpack.

Prazo de validade	24 meses (Embalagem fechada)
Produto de Uso Único	Proibido reprocessar
Método de esterilização	Oxido de etileno
Condições de armazenamento	Temperatura Ambiente
Condições de transporte	Temperatura Ambiente

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Deve-se lavar as mãos antes e após o atendimento do cliente com água e sabonete antisséptico, seguido de aplicação de álcool a 70%, utilizar luvas para realização do procedimento.

Após o uso, a agulha deve ser descartada em descartpack.

ADVERTÊNCIAS

Se a pele estiver lesionada ou ferida, não deve realizar a dermopigmentação (maquiagem definitiva) ou tatuagem.

Interromper o uso do produto, em caso de irritação durante o procedimento, e procurar orientação médica.

PRECAUÇÕES

Não deve usar o produto se a embalagem estiver violada.

Não usar o produto com o prazo de validade vencido

Manter fora do alcance de crianças.

CONTRA INDICAÇÕES

Para portadores de diabetes, hemofilia, câncer de pele, herpes labial, alergias tóxicas, urticária física (dermografismo), portadores de marca-passo, grávidas e para quem tem propensão a desenvolver quelóides (neste caso fazer teste)

EFEITOS ADVERSOS

Após o procedimento, nos três primeiros dias, é possível a formação de uma crosta sobre a região.
Não retirar a crosta, que vai servir de curativo biológico e manter a coloração íntegra.